


TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2358

Diethylamin zur Synthese (min. 99,0 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,705 - 0,708 g/ml
Molare Masse	73,14 g/mol
Siedepunkt	55 - 56 °C
CAS-Nr.	109-89-7
Identität	entspricht
Brechungsindex (20 °C)	1,3840 - 1,3900
Wasser (KF)	max. 0,2 %