

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2359

N,N-Dimethylformamid wasserfrei z. A. (min. 99,9 %)
 C_3H_7NO

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,945 - 0,952 g/ml
Molare Masse	73,10 g/mol
Schmelzpunkt	-61 °C
Siedepunkt	152,0 - 154,0 °C
CAS-Nr.	68-12-2
Brechungsindex (20 °C)	1,428 - 1,432
Wasser (KF)	max. 50 mg/kg
Farbe (Hazen)	max. 10
Methanol (CH ₃ OH)	max. 100 mg/kg