


TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2361

Diethylenglycol zur Synthese (min. 99,0 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	1,112 - 1,122 g/ml
Molare Masse	106,12 g/mol
Siedepunkt	240 - 252 °C
CAS-Nr.	111-46-6
Identität	entspricht
Farbe (APHA)	max. 10
Brechungsindex (20 °C)	1,4425 - 1,4525
Wasser	max. 0,3 %