

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 2404

Carrez-Lösung I zur Bestimmung von Zucker und Stärke gemäß VDLUFA Band III

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Dichte (20 °C)	1,11 g/ml
Eisessig (min. 99,8 %)	30 g/l
Gehalt ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \times 2 \text{H}_2\text{O}$)	219,5 g/l

Version Nr. 2 / 2024-04-02