

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2407

Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat z. A.
min. 98,0 % $\text{CrCl}_3 \times 6 \text{H}_2\text{O}$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Grüner Feststoff
Schmelzpunkt	95 °C
Dichte	2,76 g/cm ³
Mol.-Gewicht	266,45 g/mol
Kupfer (Cu)	max. 0,001 %
Eisen (Fe)	max. 0,03 %
Blei (Pb)	max. 0,005 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,05 %