

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2411

Calciumchlorid Wasserfrei, E509
Min. 94 % CaCl₂

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	weißes, kristallines Pulver
Dichte	2,15 g/cm ³
Molare Masse	110,98 g/mol
Gehalt	min. 94 %
Arsen (As)	max. 0,000 3 %
Blei (Pb)	max. 0,0002 %
Quecksilber (Hg)	max. 0,0001 %
Magnesium und Alkalisalze	max. 5 %
Fluorid (F)	max. 0,004 %