

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2414

Calciumcarbonat z. A., ISO
min. 99,5 % CaCO₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farbloser Feststoff
Dichte	2,93 g/cm ³
Mol.-Gewicht	100,09 g/mol
Schmelzpunkt	825 °C (Zersetzung)
Unlösliche Bestandteile	max. 0,005 %
Barium (Ba)	max. 0,005 %
Kupfer (Cu)	max. 0,0005 %
Eisen (Fe)	max. 0,001 %
Kalium (K)	max. 0,005 %
Magnesium (Mg)	max. 0,05 %
Natrium (Na)	max. 0,2 %
Blei (Pb)	max. 0,0005 %
Strontium (Sr)	max. 0,05 %
Chlorid (Cl)	max. 0,005 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,005 %
Stickstoff (N)	max. 0,001 %
Unlösliche Bestandteile in Salzsäure	max. 0,005 %