

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2449

Chloroform zur Synthese (stab.)
min. 99,5 % CHCl₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-63 °C
Siedepunkt	61 – 61,5 °C
Dichte	1,479 – 1,49 g/ml
Mol.-Gewicht	119,38 g/mol
Stabilisiert mit Amylen	20 ppm
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,001 %
Wasser	max. 0,05 %
Chlorid (Cl)	max. 0,0001 %