

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 2455

Cyclohexan zur Synthese  
min. 99,8 % C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	6 - 7 °C
Siedepunkt	80 - 82 °C
Dichte	0,774 – 0,784 g/ml
Mol.-Gewicht	84,16 g/mol
Identität	entspricht
Brechungsindex (20 °C)	1,4214 – 1,4314
Wasser (KF)	max. 150 ppm
Abdampfdruckstand	max. 50 ppm