

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2481

Chloroform reinst (stab. mit Ethanol)
min. 99,0 % CHCl₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Molare Masse	119,38 g/mol
Schmelzpunkt	-63 °C
Siedepunkt	62 °C
Farbe (APHA)	max. 10
Identität (IR)	entspricht
Dichte (20 °C)	1,478–1,488
Brechungsindex (20 °C)	1,4461–1,4491
Freie Säure (als HCl)	max. 50 ppm
Ethylalkohol	0,6–1,0 %
Abdampfdruckstand	max. 20 ppm
Wasser (KF)	max. 300 ppm
Stabilisiert mit 0,8 % Ethanol	