

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2510

Benzylalkohol z. A.
min. 99,8 %C₇H₈O

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	klare Flüssigkeit
Mol.-Gewicht	108,14 g/mol
Schmelzpunkt	-15 °C
Dichte (20 °C)	~ 1,04 g/ml
Siedepunkt	204,5–205,5 °C
Farbe (APHA)	max. 10
Identität	entspricht
Brechungsindex (20°C)	~ 1,54
Wasser (KF)	max. 0,1 %
Chlor gesamt (Cl ₂)	max. 100 ppm
Benzaldehyd (C ₇ H ₆ O)	max. 0,1 %