

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2513

1-Butanol z. A.
min. 99,5 % CH₃(CH₂)₃OH

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Siedepunkt	117 °C
Dichte	0,81 g/ml
Mol.-Gewicht	74,12 g/mol
Nichtflüchtige Substanzen	max. 10 mg/kg
Freie Säure (als CH ₃ COOH)	max. 20mg/kg
Brechungsindex (20 °C)	1,397–1,401
Wasser (KF)	max. 1000 mg/kg
Farbe (Hazen)	max. 10