


TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2524

tert.-Butylmethylether z. A. (min. 99,8 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,74 g/ml
Molare Masse	88,15 g/mol
Schmelzpunkt	-108,6 °C
Siedepunkt	55 °C
CAS-Nr.	1634-04-4
Brechungsindex (20 °C)	1,367 - 1,371
Wasser (KF)	max. 150 mg/kg
Nichtflüchtige Substanzen	max. 10 mg/kg
Methanol (CH ₃ OH) und tert.-Butanol (C ₄ H ₉ OH)	max. 0,05 %
Farbe (Hazen)	max. 10