

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 2581

tert.-Butylmethylether reinst  
min. 99,0 % C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>O

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-108,6 °C
Siedepunkt	55,3 °C
Dichte	0,74 g/mol
Mol.-Gewicht	88,15 g/mol
Wasser	max. 0,05 %
Wasserstoffperoxid (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	max. 0,0005 %
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,001 %
Acidität	max. 0,001 meq/g