

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2613

Anilin z. A. (min. 99,5 % C_6H_7N)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	hellbraune Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-6,2 °C
Siedepunkt	184 °C
Dichte	1,02 g/ml
Molare Masse	93,13 g/mol
Gehalt	min. 99,5 %
Wasser	max. 0,1 %
Nitrobenzol ($C_6H_5NO_2$)	max. 0,003 %
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,005 %