

# Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2623

Ammoniumpersulfat krist.  
min. 99,0 %  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farbloser Feststoff
Dichte	1,98 g/cm <sup>3</sup>
Molare Masse	228,20 g/cm <sup>3</sup>
Freie Säure (als H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	max. 0,1 %
Chlorid (Cl)	max. 0,001 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,00005 %
Eisen (Fe)	max. 0,001 %
pH (62 g/100 ml)	5–6
Aktivsauerstoff	min. 6,90 %
Feuchtigkeit (105 °C)	max. 0,1 %
Säuregehalt	max. 0,1 %