

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2628

Aceton rein
min. 99,5 % CH₃COCH₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	klare Flüssigkeit
Dichte	0,791 g/ml
Schmelzpunkt	-94 °C
Siedepunkt	56 °C
Flammpunkt	-20 °C
Mol.-Gewicht	58,08 g/mol
Farbe (Hazen)	max. 10
Wasser	max. 0,3 %
Brechungsindex (20 °C)	1,358–1,362