

# Technisches Datenblatt

**Artikelnr.: 2677**

**Aceton zur Synthese (min. 99,5 %)**

CH<sub>3</sub>COCH<sub>3</sub>

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-Nr.	67-64-1
Beschreibung	Klare, farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-94 – -95 °C
Siedepunkt	55,6 – 56,7 °C
Dichte (20 °C)	0,788 – 0,793 g/ml
Molare Masse	58,08 g/mol
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,001 %
Wasser	max. 0,2 %
Freie Säure	max. 0,003 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,001 %
Aldehyde	max. 0,002 %
Methanol (CH <sub>3</sub> OH)	max. 0,05 %
Reduzierende Substanzen	max. 0,0002 %

Version Nr. 2