

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 2698

Aceton reinst (min. 99,8 %)

CH₃COCH₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-Nr.	67-64-1
Beschreibung	Klare, farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-94 – -95 °C
Siedepunkt	55,6 – 56,7 °C
Dichte (20 °C)	0,788 – 0,793 g/ml
Molare Masse	58,08 g/mol
Farbe (APHA)	max. 10
Brechungsindex (20 °C)	1,3581 – 1,3601
Wasser (KF)	max. 0,25 % w/w
Acidität (als CH ₃ COOH)	max. 200 ppm
Abdampfdruckstand	max. 15 ppm
Diacetyl (C ₄ H ₆ O ₂)	max. 500 ppm

Version Nr. 2