

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2699

Ammoniumcer(IV)-Nitrat
min. 98.0 % $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Oranger, kristalliner Feststoff
Molare Masse	548,26 g/mol
Dichte (20 °C)	2,49 g/cm ³
Restfeuchtigkeit	max. 2,0 %
Schmelzpunkt	>200 °C (Zersetzung)