

# Technisches Datenblatt

---

**Artikel-Nr. 2862**

## **CHEMSOLUTE® Alkalischer Reiniger Phosphatfrei, Nichtschäumend**

Parameter	Value
Aussehen	Farblose bis leicht gelblich Flüssigkeit
Dichte	≈ 1,08 g/ml
Komplexbildner	39,5 – 34,5 %
Freies Alkali (als NH <sub>3</sub> )	4,3 – 5,3 %
Enthält Natriumhydroxid	

Der CHEMSOLUTE® Alkalische Reiniger, Phosphatfrei zeichnet sich durch eine ausgeprägte Reinigungskraft mit weitgehend universeller Wirkung sowie minimale Schaumbildung aus. Außerdem gewährleistet die ausgezeichnete Wasserlöslichkeit aller Bestandteile eine rückstandsfreie Reinigung Ihrer Laborutensilien.

- Energisches Universalreinigungsmittel für den Hauptwaschgang.
- Reinigt selbst stark verschmutzte Gegenstände.
- Besonders zur Entfernung von Stärke- und Eiweißrückständen geeignet.
- Keine Schaumbildung, selbst bei starker Umwälzung der Spüllauge im Automaten.