

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 2920

### Ascorbinsäure - Teststäbchen

0-2000 mg/l, 100 Stück, semi-quantitativ

Teststäbchen zum einmaligen Gebrauch für den schnellen, semi-quantitativen Nachweis von Ascorbinsäure (Vitamin C) in Lösungen.

Parameter	Wert
Meßbereich	0 - 2000 mg/l
Abstufung	0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000
Farbverlauf	Weiß über grünlich nach blaugrau
Haltbarkeit	3 Jahre ab Herstellungsdatum Geöffnete Packungen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

### Anwendungshinweise

1. Indikatorstreifen für 1 Sekunde in die Testlösung tauchen.
2. Überschüssige Lösung abschütteln.
3. 45 Sekunden warten.
4. Die auf dem pH-Streifen erzeugte Farbe mit der Farbkarte vergleichen.

### Lagerungshinweise

Unbenutzte Stäbchen müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese muss gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, an dem sie keinen chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.