

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2930

Nitrit Teststäbchen

0-80 mg/l, 100 Stück, semi-quantitativ

Teststäbchen zum einmaligen Gebrauch für den schnellen, semi-quantitativen Nachweis von Nitrit in wässrigen Proben.

Daten	
Meßbereich	0 - 80 mg/l
Abstufung	0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l
Farbreaktion	Weiß nach rot-violett
Haltbarkeit	2 Jahre ab Herstellungsdatum Geöffnete Packungen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

Anwendungshinweise

1. Indikatorstreifen für 2 Sekunde in die Testlösung tauchen.
2. Überschüssige Lösung abschütteln.
3. Ca. 30 Sekunden warten.
4. Die auf dem pH-Streifen erzeugte Farbe mit der Farbkarte vergleichen.

Lagerungshinweise

Unbenutzte Stäbchen müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese muss gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, wo sie keinen chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.