

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2940

Peroxid Teststäbchen

0-25 mg/l, 100 Stück, semi-quantitativ

Teststäbchen zum einmaligen Gebrauch für den schnellen, semi-quantitativen Nachweis von Peroxiden.

Daten	
Meßbereich	0 - 25 mg/l
Abstufung	0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l
Farbreaktion	Weiß nach blau
Haltbarkeit	2 Jahre ab Herstellungsdatum Geöffnete Packungen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

Anwendungshinweise

1. Indikatorstreifen für 2 Sekunden in die Testlösung tauchen.
2. Überschüssige Lösung abschütteln.
3. 60 Sekunden warten.
4. Die auf dem pH-Streifen erzeugte Farbe mit der Farbkarte vergleichen.

Lagerungshinweise

Unbenutzte Stäbchen müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese muss gut verschlossen an einem trockenen Ort bei 2 -8 °C aufbewahrt werden, an dem sie keinen chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.