

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 3100

Xylol redest.
min. 99,0 % C₈H₁₀

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,86 – 0,870 g/ml
Molare Masse	106,17 g/mol
Siedepunkt	136 –140 °C
Flammpunkt	30 °C
Wasser (KF)	max. 1 %

Kann geruchlich Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsprodukte abweichen