

# Technisches Datenblatt

---

**Artikelnr.: 3101**

**Aceton redest. (min. 99,0 %)**

CH<sub>3</sub>COCH<sub>3</sub>

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-Nr.	67-64-1
Beschreibung	Klare, farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-94 – -95 °C
Siedepunkt	55,6 – 56,7 °C
Dichte (20 °C)	0,788 – 0,793 g/ml
Molare Masse	58,08 g/mol
Wasser (KF)	max. 1 %

Version Nr. 2