

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 445

Wasserstoffperoxid technisch (min. 30,0 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	1,110 - 1,115 g/cm ³
Molare Masse	34,01 g/mol
Schmelzpunkt	-26 °C
Siedepunkt	107 °C
CAS-Nr.	7722-84-1
Aussehen der Lösung	klar, farblos
Dichte (20 °C)	1,110 - 1,115 g/ml
pH	2,0 - 4,0