

# Technisches Datenblatt

---

Artikel Nr. 449

Wasserstoffperoxid 35 %  
34,5–35,5 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Mol.-Gewicht	34.01 g/mol
Aktivsauerstoff(rechn. aus Konz.)	16,23–16,7 %
Dichte (23 °C)	1,1274–1,1315 g/ml
Ph-Wert	1,5–5,0