

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr.: 600

## Uranin (Fluorescein-Natrium) C.I. 45350

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Orange - rotbraunes Pulver
Absorptionsmaximum	490 – 494 nm
Spez. Extinktionskoeffizient (UV/VIS)	170,000 - 200,000 cm <sup>2</sup> /mg
UV/VIS-Spektrum	entspricht

Diese Analyse wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.