

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr.: 6396

Natriumsulfat wasserfrei reinst (min. 99,0 %)

Na₂SO₄

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Gehalt	99,0 - 100,5 %
Glühverlust	max. 0,5 %
Freie Säure	max. 0,05 %
Freie Alkali	max. 0,04 %
Arsen (As)	max. 0,0002 %
Calcium (Ca)	max. 0,005 %
Eisen (Fe)	max. 0,005 %
Magnesium (Mg)	max. 0,005 %
Zink (Zn)	max. 0,01 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,001 %
Chlorid (Cl)	max. 0,02 %

Diese Analyse wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.