


TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 733

Toluol reinst (min. 99,7 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,862 - 0,872 g/ml
Molare Masse	92,14 g/mol
Schmelzpunkt	-95 °C
Siedepunkt	109,9 - 111,4 °C
CAS-Nr.	108-88-3
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,001 %
Wasser	max. 0,05 %
Thiophen ($\text{C}_4\text{H}_4\text{S}$)	max. 0,0005 %