

LABSOLUTE® BÜRETTEN NACH DR. SCHILLING

Die automatischen LABSOLUTE® Büretten nach Dr. Schilling sind die universellen Helfer in vielen Bereichen wie z.B. Galvanik, Wasseraufbereitung oder Kläranlagen. Die Büretten der Klasse B werden inklusive LDPE-Vorratsflasche und Standfuß geliefert. Die Toleranzen entsprechen der DIN EN ISO 385. Die Büretten sind auf „Ex“ justiert und haben auf der Rückseite einen Schellbachstreifen, um den Meniskus besser ablesen zu können. Durch die Armatur sind die Flasche und die Bürette fest miteinander verbunden.



Weitere Vorteile:

- präzise Dosierung
- exakte Auslaufspitze
- Möglichkeit zur Feintitration

Art. Nr.	V _{Bürette} ml	V _{Flasche} ml	Toleranz ± ml	Teilung ml	Stück pro VE
7 691 140	10	500	0,03	0,05	1
7 691 141	15	1000	0,04	0,1	1
7 691 142	25	1000	0,05	0,1	1
7 691 143	50	1000	0,08	0,1	1

Th. Geyer GmbH & Co. KG