

TECHNISCHES DATENBLATT

Pasteurpipetten 1 ml - 7 691 200

Eigenschaften:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Beschreibung | Pasteurpipetten |
| Volumen | 1 ml |
| Abmessungen | Siehe technische Zeichnung |
| Material | Low Density Poly Ethylene (LDPE) |
| Graduierung | 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml, 1 ml |
| Tropfenvolumen | Ca. 0,04 ml |
| Sterilisierung | - |
| Verwendungszweck | Flüssigkeitstransfer |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | - |

Verpackung

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Unterverpackung | 500 Stück im Bulk (Karton) |
| Stück pro VE | 500 |
| Abmessungen in mm (B x H x T) | 305 x 190 x 160 |
| Gewicht pro Box in kg | Ca. 1,0 |

Revision 2 - 11.10.2017

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Pasteurpipetten 1 ml - 7 691 200

