

PULVERTRICHTER, PP

Die bruchsicheren LABSOLUTE® Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen (PP) sind in vier verschiedenen Größen erhältlich. Die Trichter sind ideal für das Abfüllen von Pulvern, Granulaten, aber auch hochviskosen Flüssigkeiten geeignet, und stellen eine äußerst wirtschaftliche Alternative zu vergleichbaren Glastrichtern dar.



Ihre Vorteile:

- Autoklavierbar bei 121 °C
- Ein paralleler Stiel verhindert ein Verstopfen des Trichters
- Die gerippte Innenseite gewährleistet ein schnelles Abfließen der Probe
- Außenrippen verhindern einen unnötigen Druckaufbau während der Anwendung

Bezüglich Fragen zur chemischen Beständigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Th. Geyer Außendienst oder direkt an pmlabsolute@thgeyer.de.

Art. Nr.	Ø mm	Ø Stiel mm	l Stiel mm	Stück VE
7 696 230	65	16	22	1
7 696 231	80	17	29	1
7 696 232	100	22	33	1
7 696 233	150	28	30	1

Th. Geyer GmbH & Co. KG