

## **LABSOLUTE® PROTECTIVE, NITRIL, PUDERFREI**

Artikelnummern: 7.696 906 (S), 7.696 907 (M), 7.696 908 (L), 7.696 909 (XL)

### **Allgemeine Informationen:**

Typ: Einweghandschuh, ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt  
Ausführung: Beidseitig verwendbar, fünf gerade Finger  
Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)  
Farbe: Blau (empfohlen für HACCP Standard)  
Innenseite: Chloriert, puderfrei  
Außenseite: Keine besondere Materialbehandlung  
Rand/Oberfläche: Rollrand, vollständig texturierte Oberfläche  
Länge: Ø 240 mm (EN 455-2)  
Wandstärke (doppelt): Finger mind. 0,30 mm, Fläche mind. 0,22 mm, Rand mind. 0,20 mm  
Reißkraft (EN 455-2): Ø 6,0 N (innerhalb des Haltbarkeitszeitraums, gemäß EN 455-2)  
Reißfestigkeit/  
Dehnung: 14 MPa / 500 % (nach Alterung des Handschuhs: 14 MPa / 400 %)  
Puderrückstand: ≤ 2 mg / Handschuh (EN 455-3)

Verfügbare Größen: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)  
Packungsgröße: 100 Stück (S, M, L), 90 Stück (XL) jeweils verpackt in Spenderbox

### **Lagerung / Entsorgung:**

Haltbarkeit: 3 Jahre (Haltbarkeitsdatum ist auf der Spenderbox aufgedruckt)  
Bedingungen: Kühl & trocken (empfohlen: 10-30 °C bei 60-80% rF), staubfrei, keiner UV-Strahlung aussetzen, Kontakt mit oxidativen Stoffen und Ozon vermeiden  
Entsorgung: Abfallschlüsselnummer 07 02 13 (Europäischer Abfallartenkatalog). Entsorgung gemäß nationaler Bestimmungen.

### **Richtlinien und Zertifizierung:**

Richtlinien: PSA-Verordnung (EU) 2016/425, CE Kategorie III  
Normen: EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ B), EN 374-2:2014 (Level 2 = AQL 1,5), EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999+A1:2011, EN 421:2010  
Lebensmittelbereich: Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

### **Warnhinweis:**

Handschuhe enthalten folgende Allergene: Dithiocarbamat, Zink-Mercaptobenzothiazol

Durch die enthaltenen Substanzen kann es zu allergischen Reaktionen, bis hin zum anaphylaktischen Schock kommen.