

## LABSOLUTE® MÜLLSÄCKE / ABFALLBEUTEL

### Eigenschaften:

- Müllbeutel aus HDPE (7.697 033 & 7.697 034)
- Abfallsäcke aus Recycling-LDPE
- Auf Rolle

### Bild:



### Wertetabelle:

Art. Nr.	Abmessung mm	Material	V L	Farbe	S µm
7.697 030	700 x 1.100	LDPE	120	Blau	35
7.697 031	575 x 1.000	LDPE	70	Blau	35
7.697 022	575 x 1.000	LDPE	70	Rot	150
7.697 033	500 x 600	HDPE	30	Transparent	8
7.697 034	600 x 720	HDPE	60	Transparent	8

### Legende zur Wertetabelle:

Art. Nr.	Artikelnummer
V	Ungefähres Nennvolumen der Beutel/Säcke in Liter
S	Max. Wandstärke der Beutel/Säcke

Revision 1.0, Stand: 15.10.2021

Th. Geyer GmbH & Co. KG