

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 8020

TWEEN 20®

C₅₈ H₁₁₄ O₂₆

CAS Nummer 9005-64-5

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	gelbe viskose Flüssigkeit
Farbe	≤ 6 (Gardner)
Molare Masse	1227,72 g/mol
Wasser	max. 3 % w/w
Verseifungszahl	40,0 – 50,0 mg KOH/g
Säureindex	≤ 2 mg KOH/g
Hydroxyl-Index	96 - 108 mg KOH/g
Iodzahl	≤ 5 g I ₂ /100g
Dioxan	≤ 5 ppm
Ethylenoxid	≤ 1 ppm

