

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 825

Salzsäure reinst
min. 25,0 % HCl

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	≈ -70 °C
Siedepunkt	≈ 107 °C
Dichte	1,12 g/ml
Mol.-Gewicht	36,46 g/mol
Glührückstand	max. 0,002 %
Arsen (As)	max. 0,00005 %
Eisen (Fe)	max. 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,0001 %
Chlorid (Cl)	max. 0,0001 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,0002 %
Sulfit (SO ₃)	max. 0,0005 %
Abdampfückstand	max. 0,005 %