

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 831

Schwefelsäure 62 % w/w Lösung  
942 g H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/l H<sub>2</sub>O

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Zusammensetzung	942 g H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> /l H <sub>2</sub> O
Molare Masse	98,08 g/mol
Haltbarkeit	min. 5 Jahre