

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 836

Salzsäure z. A. (min. 37,0 %)

HCl

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Ammonium (NH ₄)	max. 0,0003 %
Arsen (As)	max. 0,000005 %
Blei (Pb)	max. 0,000005 %
Cadmium (Cd)	max. 0,000001 %
Eisen (Fe)	max. 0,00005 %
Freies Chlor (Cl ₂)	max. 0,00005 %
Glührückstand	max. 0,0005 %
Kupfer (Cu)	max. 0,000005 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,0001 %
Sulfit (SO ₃)	max. 0,0002 %
Zink (Zn)	max. 0,0001 %

Version Nr. 02 / 2024-03-28