

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 839

Salzsäure technisch (9,0 – 11,0 %)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	1,05 g/cm ³
Molare Masse	36,46 g/mol
Schmelzpunkt	-17 °C
Siedepunkt	~85 °C
<hr/>	
Eisen (Fe)	max. 5 mg/kg
Sulfat (SO ₄)	max. 500 ppm