

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 844

Salzsäure 3 % technisch rein  
min. 2,9 % HCl

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Spezifikation
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	<0 C
Siedepunkt	≈ 100 °C
Dichte	1,015 g/ml
Mol.-Gewicht	36,46 g/mol
Eisen (Fe)	max. 5 mg/kg
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	max. 500 ppm