

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 884

**Schwefelsäure z. A., FCC (min. 25,0 % w/w)**  
295 g H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/l H<sub>2</sub>O

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte	1,18 g/ml
Siedepunkt	~103 °C
Molare Masse	98,08 g/mol
CAS-Nr.	7664-93-9