

# Technisches Datenblatt

---

**Artikel Nr. 889**

**Salzsäure technisch (30,0 – 33,0 %)**  
HCl

Für Laboreinsatz geeignet.

| Parameter                 | Wert                                      |
|---------------------------|---|
| Aussehen                  | Klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit |
| Dichte                    | 1,15 g/ml                                 |
| Schmelzpunkt              | -40 – -25 °C                              |
| Siedepunkt                | ~85 °C                                    |
| Molare Masse              | 36,46 g/mol                               |
| Eisen (Fe)                | max. 5 mg/kg                              |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> ) | max. 500 ppm                              |