

# Technisches Datenblatt

---

Artikel Nr. 9213

Hefeextrakt für die Mikrobiologie  
min. 60,0 %

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	hellbraunes Pulver
Dichte	0,5 g/ml
Gehalt (min. ex N der Trockenmasse)	min. 60,0 %
Phosphor (P):	max. 2,5 %
Koagulationsprotein	nicht nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb):	max. 0,005 %
Trocknungsverlust bei 105 °C:	max. 5,0 %
Sulfatasche:	max. 15,0 %
Verwendbarkeit für die Mikroskopie	Spezifikationen erfüllt
Hitzeresistente Bakterien:	nicht nachweisbar