

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 9711

**Caseinpepton
(Pulver)**

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Spezifikation
Aminostickstoff (AN)	min. 3,9 %
Gesamtstickstoff (TN)	min. 10 %
Trocknungsverlust	max. 6 %
Asche	max. 15 %
pH (2 %-ige Lösung)	6,5–7,5
Standardkeimzahl	max. 5.000 col/g
Hefen und Schimmelpilze	max. 100 col/g
Coliforme	negativ
Salmonella	negativ